



Servizio di Medicina di Laboratorio Aziendale (S.Me.L)

Direttore f.f. Dr.ssa Maria Teresa Bertoli

P.O. Chiari -Tel. 030 7102263 Fax 030 7102334 e-mail: laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it

P.O. Iseo - Tel. 0309887220 Fax 030 9887353 e-mail: laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it



FECI: SCOTCH TEST PER RICERCA OSSIURI

MATERIALE PER LA RACCOLTA

- nastro adesivo trasparente (scotch)
- vetrino portaoggetto (disponibile in Laboratorio)
- contenitore di trasporto

MODALITA' D'ESECUZIONE

1. la raccolta deve essere eseguita al momento del risveglio mattutino
2. la sera precedente, prima di coricarsi, lavare accuratamente la zona anale; non defecare fino al momento della raccolta
1. tagliare con un paio di forbici un pezzetto di nastro adesivo trasparente della lunghezza del vetrino
2. porre il nastro adesivo sulle pliche perianali e comprimere bene sulla pelle sottostante per 15-20 secondi
3. staccare il nastro adesivo e applicarlo ben steso sul vetrino
4. identificare il vetrino *
5. lavarsi bene le mani a prelievo ultimato: le uova dei parassiti sono spesso già embrionate ed infettanti
6. consegnare al Laboratorio il vetrino con adesivo scotch
7. è consigliabile ripetere il test in 3 giornate
8. se già il primo campione fosse positivo si rivela inutile proseguire l'indagine.

*** NOTA**

- **per Utenti esterni** (raccolta effettuata a domicilio): il vetrino deve essere posto in un contenitore da trasporto (portavetrini) con il nome del paziente.
- **per Utenti interni**: il vetrino deve essere identificato con l'etichetta con il codice a barre posta ad un'estremità del vetrino ed inviato in Laboratorio in un contenitore da trasporto (portavetrini).